

抗Nmur1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Hb89

商品番号: CM0020283



前書き

ウサギ由来抗NMUR1ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルにおけるウェスタンブロット（WB）とELISAでの使用が検証済みです。摂食、エネルギー平衡、平滑筋収縮に関与するGタンパク質共役受容体NMUR1を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMUR1 Rabbit pAb
別名	FM3; FM-3; GPC-R; GPR66; NMUR1; (FM-3); NMUR1
対象種	ヒト
遺伝子ID	10316
免疫原	ヒトNMUR1（NP_006047.3）のアミノ酸360～426番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HB89
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	氷袋