


Anti-Nnmt Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P40261

商品番号: CM0007524



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用に検証された、組換え抗NNMTウサギモノクローナル抗体。ヒトニコチンアミドN-メチルトランスフェラーゼ（29 kDa）を標的とし、代謝およびエピジェネティクス研究に最適です。メチル化および遺伝子発現調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NNMT Rabbit mAb
備考/別名	NNMT; nicotinamide N-methyltransferase
種	ヒト
遺伝子ID	4837 (human)
免疫原	ヒトNNMT (NP_006160.1) のアミノ酸1-264に相当する組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40261
タンパク質分子量	29 kDa
配送	アイスバッグ