


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Nnmtウサギモノクローナル抗体 - P40261

商品番号: CM0004088



前書き

抗NNMTウサギモノクローナル抗体。KD検証済み、ヒトNNMTに反応し、WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。代謝およびエピジェネティクスにおけるニコチンアミドN-メチルトランスフェラーゼの機能研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] NNMTウサギmAb
備考/別名	ニコチンアミドN-メチルトランスフェラーゼ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4837
GeneID	4837
免疫原	組換えタンパク質、ヒトNNMT (NP_006160.1) のアミノ酸1-264に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40261
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ