


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Nnmt ウサギポリクローナル抗体 - P40261

商品番号: CM0029593



前書き

ヒトニコチンアミドN-メチルトランスフェラーゼ（NNMT、30 kDa）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。エピジェネティクス、代謝、解毒研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NNMT ウサギ pAb
備考/別名	NNMT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4837
GeneID	4837
免疫原	ヒトNNMT（NP_006160.1）のアミノ酸1-264に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40261
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ