


Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用抗Nnmtウサギポリクローナル抗体 - P40261

商品番号: CM0021545



前書き

ニコチンアミドN-メチルトランスフェラーゼ（NNMT）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-P、IF-P、ELISAでの使用が検証されています。メチル化、エピジェネティクス、代謝調節に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NNMTウサギpAb
備考／別名	NNMT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4837
免疫原	ヒトNNMT（NP_006160.1）のアミノ酸1～264に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40261
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ