


ウエスタンブロット用 抗Nnmt ウサギ Polymab® - P40261

商品番号: CM0006999



前書き

ヒトNNMTに対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、免疫沈降、ELISAに適用可能。マウスおよびラットと交差反応性あり。ニコチンアミド代謝およびエピジェネティック制御の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NNMT ウサギ PolymAb®
備考/別名	ニコチンアミド N-メチルトランスフェラーゼ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4837
GeneID	4837
免疫原	ヒトNNMT (NP_006160.1) のアミノ酸1-264に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40261
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ