

ウエスタンブロット、If/Icc、If-P、Elisa用 抗Nnos ウサギモノクローナル抗体 - P29475

商品番号: CM0010913



前書き

ヒトnNOS（一酸化窒素合成酵素1、P29475）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経科学およびNOシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	nNOS ウサギ mAb
備考/別名	NOS; bNOS; nNOS; IHPS1; N-NOS; NC-NOS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4842
GeneID	4842
免疫原	合成ペプチド：ヒトnNOS（P29475）のアミノ酸1335-1434に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29475
タンパク質分子量	161kDa
輸送	保冷バッグ