


抗Nob1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q9Ulx3

商品番号: CM0024576



前書き

ヒトNOB1に対するアフィニティー精製済みウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB)、IF/ICC、ELISAで検証済み。リボソーム生合成研究用として、ヒト、マウス、ラットのNOB1 (UniProt Q9ULX3) を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOB1 ウサギポリクローナル抗体 (pAb)
備考/別名	ART-4; NOB1P; MST158; MSTP158; PSMD8BP1; NOB1
種	ヒト
GeneID	28987
免疫原	ヒトNOB1の1-230アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_054781.1)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULX3
タンパク質重量	47kDa
配送	アイスバッグ