


WbおよびElisa用 Anti-Noc4L ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bvi4

商品番号: CM0014601



前書き

ヒトNOC4Lを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。核小体および核膜に局在する約58 kDaの核小体複合体タンパク質4ホモログを検出します。核小体生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOC4L ウサギ pAb
備考/別名	NOC4; NET49; UTP19; NOC4L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79050
遺伝子ID	79050
免疫原	ヒトNOC4L (NP_076983.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BVI4
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ