

Wb、If/Icc、Elisa用抗Nod2ポリクローナル抗体 - Q9Hc29

商品番号: CM0019551

前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAでバリデーションされた高品質な抗NOD2ウサギポリクローナル抗体。自然免疫および炎症性腸疾患に関与するヒトNOD2（Q9HC29）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOD2 Rabbit pAb
備考/別名	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORASI; NOD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64127
GeneID	64127
免疫原	ヒトNOD2（NP_071445.1）のアミノ酸28-270内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HC29
タンパク質分子量	115kDa
配送	アイスバッグ