

Wb用抗Nod2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hc29

商品番号: CM0024653

前書き

ヒトNOD2（CARD15）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。115kDaのバンドを検出します。自然免疫および炎症性腸疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOD2 Rabbit pAb
別名	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORASI; NOD2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	64127
GeneID	64127
免疫原	ヒトNOD2（NP_071445.1）のアミノ酸30-216番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HC29
タンパク質分子量	115kDa
輸送方法	氷袋