

Wb、Elisa用 抗Nodal ポリクローナル抗体 - Q96S42

商品番号: CM0028535



前書き

NODALに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットに反応します。胚発生における中胚葉形成に必須。発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	NODAL ウサギ pAb
備考/別名	HTX5; NODAL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4838
遺伝子ID	4838
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNODAL (NP_060525.3)のアミノ酸残基198-347に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96S42
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ