


ウェスタンブロット、Elisa用 Anti-Nogo Receptor 1 (Rtn4R)

モノクローナル抗体 - Q9Bzr6

商品番号: CM0010219



前書き

このNOGO Receptor 1 (RTN4R) ウサギモノクローナル抗体は、ヒトおよびマウス標的を認識し、WBおよびELISAで検証済みです。軸索再生および神経可塑性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NOGO Receptor 1 (RTN4R) ウサギ mAb
備考/別名	NGR; NOGOR; NOGO Receptor 1 (RTN4R)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65078
遺伝子ID	65078
免疫原	合成ペプチド ヒトNOGO Receptor 1 (RTN4R) (Q9BZR6) のアミノ酸300-400に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZR6
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷バッグ