


Anti-Nogo Receptor 1 (Rtn4R) ウサギポリクローナル抗体 For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzr6

商品番号: CM0027598



前書き

ヒトNOMO Receptor 1 (RTN4R)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、
ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。軸
索再生および神経可塑性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NOMO Receptor 1 (RTN4R) ウサギ pAb
備考/別名	NGR; NOGOR; NOMO Receptor 1 (RTN4R)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65078
遺伝子ID	65078
免疫原	ヒトNOMO Receptor 1 (RTN4R) (NP_075380.1) のアミノ酸244-473に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZR6
タンパク質分子量	51kDa
輸送	氷袋