


## Wb、Elisa用抗Nol10（Pqbp5）ポリクローナル抗体 - Q9Bsc4

商品番号: CM0024270



### 前書き

ヒトNOL10（PQBP5）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスの核小体タンパク質と反応し、核小体生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名      | NOL10 ウサギpAb                                          |
| 別名       | PQBP5; NOL10                                          |
| 対象種      | ヒト                                                    |
| GeneID   | 79954                                                 |
| 免疫原      | ヒトNOL10（NP_079170.2）のアミノ酸300～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                   |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途       | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性    | ヒト、マウス                                                |
| SWISS    | Q9BSC4                                                |
| タンパク質分子量 | 80kDa                                                 |
| 発送方法     | 水袋                                                    |