


Anti-Nol3ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O60936

商品番号: CM0015305



前書き

NOL3 Rabbit pAbは、ヒトおよびマウスのNOL3（23 kDaのアポトーシス抑制因子）を検出します。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。アポトーシスおよび細胞死の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOL3 Rabbit pAb
備考/別名	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8996
遺伝子ID	8996
免疫原	ヒトNOL3 (NP_003937.1) のアミノ酸1-208に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60936
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋