


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Nol3 ポリクローナル抗体 - O60936

商品番号: CM0028060



前書き

ヒト Nucleolar protein 3 (NOL3/ARC)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
で検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。アポトーシスおよび細胞死の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOL3 Rabbit pAb
備考/別名	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8996
GeneID	8996
免疫原	ヒト NOL3 (NP_003937.1) のアミノ酸 1-208 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60936
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスパック