


Wb、Elisa用抗Nol6ウサギポリクローナル抗体 - Q9H6R4

商品番号: CM0018661



前書き

WBおよびELISAで検証されたウサギポリクローナル NOL6抗体。ヒト、マウス、ラットのNOL6（リボソーム生合成に関与する128 kDaの核小体タンパク質）を認識します。SSUプロセソームの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOL6 Rabbit pAb
備考/別名	NRAP; UTP22; bA311H10.1; NOL6
種	ヒト
GeneID	65083
免疫原	ヒトNOL6（NP_075068.2）のアミノ酸1032-1146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6R4
タンパク質分子量	128kDa
配送	アイスバッグ