

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Nolc1ウサギモノクローナル抗体 - Q14978

商品番号: CM0006255

前書き

ヒトNOLC1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスとの交差反応性あり。RNAポリメラーゼIおよび神経堤細胞の仕様を調節する核小体タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOLC1 ウサギ mAb
備考/別名	PI30; Srp40; NOPPI30; NOPPI40; NS5ATP13; NOLC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9221
GeneID	9221
免疫原	ヒトNOLC1 (NP_004732.2) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14978
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	保冷バッグ