

Anti-Nolc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q14978

商品番号: CM0029212

前書き

ヒトNOLC1（Nopp140）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。核小体機能およびリボソーム生成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOLC1 Rabbit pAb
備考/別名	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9221
GeneID	9221
免疫原	ヒトNOLC1（NP_004732.2）のアミノ酸400-699に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14978
タンパク質分子量	74kDa
配送	氷袋