

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nomo1ポリクローナル抗体 - Q15155

商品番号: CM0016266

前書き

NOMO1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットと反応します。小胞体のマルチパス・トランスロコンおよび膜タンパク質挿入の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOMO1 Rabbit pAb
備考／別名	PM5; Nomo; NOMO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23420
遺伝子ID	23420
免疫原	ヒトNOMO1のアミノ酸700～1000 (NP_055102.3) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15155
タンパク質分子量	134kDa
輸送	保冷バッグ