

抗非リン酸化（活性型）βカテニン（S33/S37/T41）モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P35222

商品番号: CM0006557



前書き

S33、S37、T41部位の非リン酸化（活性型）βカテニンに特異的なKOバリデーション済みウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのβカテニン（85

kDa）を検出します。Wntシグナル伝達、EMT、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] 非リン酸化（活性型）βカテニン -S33/S37/T41 ウサギmAb
備考/別名	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; アルマジロ; 非リン酸化（活性型）βカテニン -S33/S37/T41
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1499
GeneID	1499
免疫原	合成ペプチド ヒト非リン酸化（活性型）βカテニン -S33/S37/T41 (NP_001895.1) のアミノ酸1-100番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85kDa
輸送方法	保冷剤