


Anti-Nono/P54Nrb ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q15233

商品番号: CM0027888



前書き

ヒトNONO/p54nrb (Q15233)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。RNAスプライシング、DNA修復、パラスペックル生物学、および自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NONO/p54nrb Rabbit pAb
備考/別名	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4841
遺伝子ID	4841
免疫原	ヒトNONO/p54nrb (NP_001138881.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15233
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ