

## Anti-Nono/P54Nrb ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q15233

商品番号: CM0008374



### 前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのNONO/p54nrbウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNONO/p54nrb（Q15233）に反応します。スプライシング、パラスペックル、概日リズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | NONO/p54nrb Rabbit mAb                                   |
| 備考/別名       | P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 4841                                                     |
| GeneID      | 4841                                                     |
| 免疫原         | 合成ペプチド                                                   |
| ソース         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | Q15233                                                   |
| タンパク質分子量    | 54 kDa                                                   |
| 配送方法        | アイスバッグ                                                   |