


Wb、Elisa用Anti-Nop14ポリクローナル抗体 - P78316

商品番号: CM0017168



前書き

WBおよびELISAで検証されたNOP14ウサギポリクローナル抗体。ヒト核小体タンパク質14を標的とし、pre-18S rRNAプロセッシングおよび40Sプレリボソームの輸送に重要です。リボソーム生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOP14 Rabbit pAb
備考/別名	UTP2; NOL14; C4orf9; RES425; RES4-25; NOP14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8602
GeneID	8602
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78316
タンパク質分子量	98kDa
配送	アイスバッグ