


Wb、Elisa用抗Nop16ポリクローナル抗体 - Q9Y3C1

商品番号: CM0014961



前書き

WBおよびELISAで検証済みのNOP16ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNOP16を認識します。組換え免疫原を使用。核小体タンパク質の研究に最適。21 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOP16ウサギpAb
備考／別名	HSPC111; HSPC185; NOP16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51491
GeneID	51491
免疫原	ヒトNOP16 (NP_057475.2) のアミノ酸1~178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3C1
タンパク質分子量	21kDa
配送	保冷バッグ