


Wb、Elisa用 Anti-Nop16 ポリクローナル抗体 - Q9Y3C1

商品番号: CM0014341



前書き

WBおよびELISAで検証済みのNOP16ウサギpAb。ヒトおよびマウスNOP16 (21 kDa) を検出。核小体タンパク質研究およびリボソーム生合成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOP16 ウサギ pAb
備考/別名	HSPC111; HSPC185; NOP16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51491
GeneID	51491
免疫原	ヒトNOP16 (NP_057475.2) のアミノ酸1-178に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y3C1
タンパク質分子量	21 kDa
発送	保冷バッグ