


Wb、Elisa用Anti-Nop2ポリクローナル抗体 - P46087

商品番号: CM0023336



前書き

NOP2 Rabbit

pAbは、ヒトNOP2を標的とするポリクローナル抗体であり、ヒト/マウスの交差反応性を持つWBおよびELISAで検証されています。rRNAプロセッシングおよびリボソームバイオジェネシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOP2 Rabbit pAb
備考/別名	NOL1; p120; NSUN1; NOP120; NOP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4839
GeneID	4839
免疫原	ヒトNOP2 (NP_001245237.1) のアミノ酸355-590に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46087
タンパク質分子量	89kDa
配送	アイスバッグ