


Anti-Nop56ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O00567

商品番号: CM0021647



前書き

ヒトNOP56（NOL5A、SCA36）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。核小体タンパク質の機能とリボソーム生成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	NOP56 Rabbit pAb
備考/別名	NOL5A; SCA36; NOP56
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10528
GeneID	10528
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00567
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ