


Wb、If/Icc、Elisa用抗Nop58ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2X3

商品番号: CM0017155



前書き

NOP58ウサギpAbは、組換え融合タンパク質を抗原として作製されたポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。リボソーム生合成および核小体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOP58ウサギpAb
備考／別名	NOP5、HSPC120、NOP5/NOP58、NOP58
種	ヒト
GeneID	51602
免疫原	ヒトNOP58 (NP_057018.1) のアミノ酸360～529に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2X3
タンパク質分子量	60kDa
配送	保冷剤