


Wb & Elisa用 抗Nos1ポリクローナル抗体 - P29475

商品番号: CM0014879



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション用の、ヒトNOS1（ニューロン型一酸化窒素合成酵素）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ラットと交差反応します。一酸化窒素（重要な神経伝達物質およびシグナル伝達分子）を産生します。神経科学および細胞シグナリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOS1 Rabbit pAb
備考/別名	NOS; bNOS; nNOS; IHPS1; N-NOS; NC-NOS; NOS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4842
遺伝子ID	4842
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P29475
タンパク質分子量	161kDa
配送	氷袋