

Anti-Nos1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P29475

商品番号: CM0016401



前書き

ヒトNOS1（ニューロナル一酸化窒素合成酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。一酸化窒素シグナル伝達、シナプス伝達、および神経生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOS1 Rabbit pAb
備考/別名	NOS; bNOS; nNOS; IHPS1; N-NOS; NC-NOS; NOS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4842
GeneID	4842
免疫原	ヒトNOS1 (NP_000611.1) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P29475
タンパク質分子量	161kDa
配送	アイスバッグ