


Wb、Elisa用抗Nosipポリクローナル抗体 - Q9Y314

商品番号: CM0017167



前書き

ヒトNOSIP（eNOS相互作用タンパク質）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証されています。一酸化窒素調節および発生生物学の研究に最適です。ヒトと交差反応します。タンパク質分子量：33 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOSIP Rabbit pAb
備考／別名	CGI-25; NOSIP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51070
GeneID	51070
免疫原	ヒトNOSIP（NP_057037.1）のアミノ酸1～301に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y314
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ