


## 抗Nostrin ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Ivi9

商品番号: CM0023394



### 前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質NOSTRINウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒトNOSTRINに特異的で、マウスおよびラットとの交差反応性があります。eNOSのトラフィッキングや血管生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名         | NOSTRIN Rabbit pAb                                         |
| 備考/別名       | DaIP2; NOSTRIN                                             |
| 種           | ヒト                                                         |
| GeneID (ヒト) | 115677                                                     |
| GeneID      | 115677                                                     |
| 免疫原         | ヒトNOSTRIN（NP_001034813.2）のアミノ酸270-430に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                        |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                  |
| 適用方法        | WB, IF/ICC, ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                 |
| SWISS       | Q8IVI9                                                     |
| タンパク質分子量    | 58kDa                                                      |
| 発送          | 保冷バッグ                                                      |