

Wb、Ip、Elisa用抗Notch1モノクローナル抗体 - P46531

商品番号: CM0003362



前書き

ヒトNotch1

(P46531)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。Notchシグナル伝達、細胞分化、発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Notch1 Rabbit mAb
備考/別名	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4851
GeneID	4851
免疫原	合成ペプチド ヒトNotch1 (P46531) のアミノ酸2456-2555領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46531
タンパク質分子量	273kDa
配送	氷袋