

ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Notch1ウサギポリクローナル抗体 - P46531

商品番号: CM0019838



前書き

Notch1 (アミノ酸 2428-2555)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのNotch1と反応します。発生や疾患におけるNotchシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Notch1ウサギ pAb
備考/別名	hN1; AOS5; TAN1; AOVDI; Notch1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4851
GeneID	4851
免疫原	ヒトNotch1 (NP_060087.3) のアミノ酸2428-2555に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46531
タンパク質分子量	273kDa
輸送	保冷バッグ