

Anti-Notch2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q04721

商品番号: CM0023175



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでヒト、マウス、ラットにおいて検証されたAnti-NOTCH2

ウサギポリクローナル抗体。標的：細胞運命決定、骨代謝、およびがんに関与する約265kDaのNOTCH2受容体（Q04721）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NOTCH2 Rabbit pAb
備考/別名	NOTCH2; AGS2; HJCYS; hN2; notch 2
種	ヒト
遺伝子ID	4853
免疫原	ヒトNOTCH2（NP_077719.2）のアミノ酸1697-1819内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04721
タンパク質分子量	265kDa
配送	アイスバッグ