

抗Notch3ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q9Um47

商品番号: CM0017423



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのNOTCH3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。Notchシグナル伝達、CADASIL、細胞運命決定の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOTCH3 ウサギpAb
備考/別名	IMF2, LMNS, CASIL, CADASIL, CADASIL1, NOTCH3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4854
免疫原	ヒトNOTCH3のアミノ酸751-850に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000426.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UM47
タンパク質重量	244kDa
配送	アイスパック