

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Notch3ポリクローナル抗体 - Q9Um47

商品番号: CM0016182



前書き

ヒトNOTCH3（Q9UM47）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。Notchシグナル伝達、発生生物学、CADA SIL研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOTCH3ウサギpAb
備考／別名	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4854
遺伝子ID	4854
免疫原	ヒトNOTCH3（NP_000426.2）のアミノ酸2200～2321内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UM47
タンパク質分子量	244kDa
輸送	保冷バッグ