


Anti-Notch4ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q99466

商品番号: CM0025454



前書き

ヒトNOTCH4 (INT3)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ノッチングナリングおよび発生生物学の研究に適しています。SWISS: Q99466。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOTCH4 Rabbit pAb
備考/別名	INT3; NOTCH4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4855
免疫原	ヒトNOTCH4 (NP_004548.3) のアミノ酸1824-2003に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99466
タンパク質分子量	210kDa
配送	氷袋