

Ihc-PおよびElisa用抗Nov (Ccn3/Igfbp9)ポリクローナル抗体 - P48745

商品番号: CM0027791

前書き

ヒトNOV (CCN3/IGFBP9)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAアプリケーションに対応しています。細胞増殖、接着、血管新生、骨再生に関与する39 kDaのタンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOV Rabbit pAb
備考/別名	NOV; NOVh; IBP-9; IGFBP9; IGFBP-9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4856
免疫原	ヒトNOV (NP_002505.1)のアミノ酸32-357番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P48745
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋