

Wb、Elisa用 Anti-Nox1 ポリクローナル抗体 - Q9Y5S8

商品番号: CM0030353

前書き

ヒトNADPHオキシダーゼ1（NOX1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで有効性が確認されており、マウスおよびラットと交差反応性があります。スーパーオキシドシグナル伝達、がん生物学、結腸組織研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOX1 Rabbit pAb
備考/別名	MOXI; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27035
遺伝子ID	27035
免疫原	ヒトNOX1（NP_008983.2）のアミノ酸241-340に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5S8
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ