

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nox1ポリクローナル抗体 - Q9Y5S8

商品番号: CM0015750

前書き

ヒトNOX1（NADPHオキシダーゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。スーパーオキシド生成および結腸癌の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOX1 ウサギ pAb
別名	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27035
遺伝子ID	27035
免疫原	合成ペプチド ヒトNOX1 (NP_008983.2) のアミノ酸418〜564番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y5S8
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	保冷剤