

Wb、Elisa用 抗Nox1 ウサギ モノクローナル抗体 - Q9Y5S8

商品番号: CM0010204

前書き

抗NOX1 ウサギ
モノクローナル抗体（WBおよびELISAで検証済み）
。ヒトNOX1（65 kDa
NADPHオキシダーゼ）を検出します。結腸、子宮、
前立腺の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] NOX1 ウサギ mAb
備考/別名	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27035
免疫原	ヒトNOX1 (NP_008983.2) のアミノ酸241-340に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y5S8
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ