

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Nox1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5S8

商品番号: CM0014321

前書き

WB、IF/ICC、ELISAアプリケーション向けに設計された抗NOX1ウサギポリクローナル抗体。大腸癌および前立腺癌に関連する膜結合型スーパーオキシド生成酵素、ヒトNADPHオキシダーゼ1（NOX1）を認識します。診断研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOX1 ウサギ pAb
備考/別名	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27035
免疫原	ヒトNOX1 (NP_008983.2) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、 IF/ICC、 ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y5S8
タンパク質分子量	65 kDa
発送	保冷バッグ