

抗Nox2/Gp91Phox ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04839

商品番号: CM0016787



前書き

ヒトNOX2/gp91phox (CYBB)

に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。慢性肉芽腫症（CGD）研究をはじめ、食細胞NADPHオキシダーゼおよびスーパーオキシドの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOX2/gp91phox ウサギpAb
備考／別名	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1536
遺伝子ID	1536
免疫原	合成ペプチド：ヒトNOX2/gp91phox (NP_000388.2) のアミノ酸101～200領域内の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04839
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	氷袋