

WbおよびElisa用 抗Nox2/Gp91Phoxウサギモノクローナル抗体 - P04839

商品番号: CM0002209



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗NOX2/gp91phoxウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのNOX2と反応します。食細胞におけるNADPHオキシダーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOX2/gp91phox ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1536
GeneID	1536
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04839
タンパク質重量	65kDa
配送	保冷剤 (アイスバッグ)