

Wb、If-P、Elisa用抗Noxa2/P67Phoxポリクローナル抗体 - P19878

商品番号: CM0014730



前書き

ヒトNOXA2/p67phox (NCF2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-

P、ELISAに使用可能。マウスと交差反応します。組換え免疫原を使用しており、NADPHオキシダーゼおよびスーパーオキシド産生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOXA2/p67phox ウサギpAb
備考／別名	NCF-2; NOXA2; P67PHOX; P67-PHOX; NOXA2/p67phox
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4688
GeneID	4688
免疫原	ヒトNOXA2/p67phox (NP_000424.2) のアミノ酸227～526に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19878
タンパク質分子量	60 kDa
輸送	保冷バッグ