

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Noxa2/P67Phox

ウサギモノクローナル抗体 - P19878

商品番号: CM0012020



前書き

ヒトNOXA2/p67phox

(NCF2)を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。食細胞オキシダーゼ研究および診断開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOXA2/p67phox ウサギmAb
備考/別名	NCF-2, NOXA2, P67PHOX, P67-PHOX, NOXA2/p67phox
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4688
GeneID	4688
免疫原	ヒトNOXA2/p67phox (P19878)のアミノ酸200-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P19878
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ