


Wb、Elisa用 Anti-Noxo1 ポリクローナル抗体 - Q8Nfa2

商品番号: CM0013543



前書き

ヒト NOXO1 (NADPH oxidase organizer 1) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。NOX複合体およびスーパーオキシド生成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NOXO1 ウサギ pAb
備考/別名	SNX28; P41NOX; P41NOXA; P41NOXB; P41NOXC; SH3PXD5; NOXO1
種	ヒト
GeneID	124056
免疫原	ヒト NOXO1 (NP_653204.1) のアミノ酸 121-370 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8NFA2
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ